

eufmd


European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease

A ragadós száj- és körömfájás esetén vett minták megfelelő szállítása

European Commission for the
Control of Foot-and-Mouth Disease


**A ragadós
száj- és
körömfájás
esetén vett
minták
veszélyesek.**





Hámszövetből vett minták

megfelelő
szállítóközegben
továbbítsa (glicerin
és 0,04 mól
foszfáttal pufferolt
sóoldat azonos
mennyiségben,
7,2–7,6 pH-val).



**Szerológiai
vizsgálathoz
alvadtvér-mintákra
(szérumra) van
szükség.**

Egyes országokban
EDTA-t tartalmazó
vérmintákra is szükség
lehet PCR céljából,
míg más országokban
teljesvér-mintákat
használnak.



**Nyelőcsőszondával
vett minták**
ezeket
nyelőcsőszondás
szállítóközegben kell
továbbítani

A mintákat
megfelelően kell
csomagolni és
címkézni.

Hűvös helyen kell
tartani.

Használjon szigetelt
csomagolást és
jégtömböket.

Ellenőrizze a
csomagolásra
vonatkozó


iránymutatásokat.

Telefonon hívja fel a laboratóriumot.

Mellékelje a megfelelő nyomtatványokat.

Mentes országban történő mintavétel esetén a mintákat sürgősen el kell küldeni a laboratóriumba.

A csomagolásra vonatkozó iránymutatások



Európában az alaprendelet
a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló
Megállapodás (ADR).

Törökországban a
vonatkozó rendeletet
2019-ben tették közzé a
Hivatalos Közlönyben.

Más területeken a nemzeti
rendelkezéseket kell
követni.

Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlások (UN RTDG) követendők.

Ha a mintákat légi úton szállítják, a feladónak be kell tartania a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség (IATA) veszélyes árukra vonatkozó szabályzatát.

micro learning

Move FAST

Foot-and-mouth And Similar
Transboundary animal diseases

euFMD

European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease



**Funded by
the European Union**